



## Pipeteador eléctrico



### Especificaciones:

Catalogo	<b>PRO1004067</b>
Modelo	LEVO PLUS
Tiempo de carga (Batería)	2-3hrs
Batería de Ion-Litio	3.7V, 1100 mA
Peso	200g
Medidas totales (Empaque):	230*260*100mm
Alimentación eléctrica	Entrada 110-120V, 50/60Hz. Adaptador AC/DC Salida 5V,1A

### Descripción:

Pipeteador eléctrico compatible con la mayoría de las pipetas de plástico y vidrio de 0.1 a 100 ml. Ocho velocidades de selección para aspiración y dispensación de diferentes líquidos, gran pantalla LCD que muestra advertencia de batería baja y ajustes de velocidad. Permite la operación con una sola mano con un mínimo esfuerzo. Diseño ligero y ergonómico que proporciona facilidad de uso, puede usarse hasta 8 horas continuas. La potente bomba llena una pipeta de 25 ml en <5 segundos. Filtro hidrofóbico reemplazable de 0.45µm. Cono autoclaveable, opera con batería de Ion-litio. Recargable durante su uso.