



Parrilla análoga con agitación



Descripción:

Parrilla análoga de agitación magnética con placa circular con recubrimiento cerámico en color blanco para facilitar la visualización. Controles independientes para velocidad y temperatura. Motor DC libre de carbones. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004069
Modelo	MS-H-S
Medidas de placa (Dia)	135mm (5.4")
Temperatura máxima / incremento	340°C, 1°C
Precisión de temperatura	±0.5°C
Temperatura de seguridad	340°C
Velocidad de agitación	0 – 1500 RPM
Volumen máximo de agitación (H2O)	20L
Longitud Max. barra de agitación	80mm
Grado de protección	IP21
Peso	2.8 Kg
Medidas (D*W*H)	160*280*100mm
Consumo eléctrico	530W
Alimentación eléctrica	100-120V 50/60 Hz