



## Agitador giratorio de 3 posiciones



### Descripción:

Agitador giratorio de 3 posiciones (3D) y ángulo de 9°. Silencioso y potente motor DC libre de carbones. Tiene una plataforma universal de 300\*300mm con tapete de hule. Pantalla doble de LCD para lecturas independientes de tiempo y velocidad. Control de velocidad y reloj. interruptor electrónico de seguridad. Ampliamente utilizada en varios laboratorios multidisciplinarios e institutos de investigación científica.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1004073
Medidas de plataforma	300 * 300mm
Rango de velocidad	10 – 70RPM
Carga máxima	5Kg
Potencia del motor	50W
Reloj	1min – 19h59min
Grado de protección	IP21
Peso	13.6Kg
Medidas totales (W*D*H)	425*375*300mm
Alimentación eléctrica	120V, 60Hz