



## Agitador de propela PRO 20L



### Especificaciones:

Catalogo	PRO1004075
Capacidad máxima de agitación (agua)	20 Litros
Rango de velocidad	50 – 2200 RPM
Resolución	+/-3 RPM
Torque (máximo)	40Ncm
Potencia del motor	70W
Viscosidad máxima	10000mPas
Diámetro del chuck	0.5 – 10mm
Protección DIN/EN 60529	IP21
Peso	11Kg
Medidas del agitador (D*L)	50*400mm
Medidas de soporte (W*D*H)	200*310* 780mm
Alimentación Eléctrica	100-240V, 50/60Hz

### Descripción:

Agitador mezclador de propela con pantalla de LCD, operación suave para evitar derrames o salpicaduras. Control de velocidad, motor DC libre de carbones, interruptor electrónico de seguridad. Permite transferencia de información a PC (RS232). Reinicio automático en caso de pérdida de energía eléctrica. Alta fiabilidad y excelente rendimiento. Incluye soporte universal con pinza # 18900258 y propela de acero inoxidable 316 # 18900071.