



Homogenizador de tejidos



Descripción:

Homogenizador análogo con control de 6 posiciones para dispersar y emulsificar soluciones. Opera en líquidos de 10 -5,000ml en viscosidad hasta 10,000mPas. Suspensión de 10-50um, emulsión de 1-10um. Es de peso ligero y cuenta con diseño ergonómico. Eje y propela desmontable e intercambiable fabricado en acero inoxidable 316L/PTFE. Incluye generador de 20mm x 215mm (Estator grueso S20C y rotor SR20), soporte y pinza. Interruptor electrónico de seguridad. Alta fiabilidad y excelente desempeño.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004079
Rango de velocidad	10,000-30,000 RPM 1min
Motor universal	500W
Velocidad máxima de circunferencia	22.7-36m/s
Ruido	79 dB(A)
Grado de protección	IP20
Generador (medidas)	20*215mm
Peso total	1.3Kg
Medidas totales (L*W*H)	790*360*90mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz