



Centrifuga clínica



Descripción:

Centrifuga clínica, Control digital con microprocesador, velocidad variable, motor de inducción libre de carbones, pantalla LCD retroiluminada y reloj. Rotor de ángulo fijo. Ventosas de goma en su base para una mayor fijación. Gran aplicación en medicina, biología, industria farmacéutica, centros de investigación científica, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004090
Rango de velocidad	300-4,000 RPM (RCF: 2,490 x g)
Exactitud	+/-20RPM
Incrementos	100 RPM
Aceleración	20 seg
Frenado	13 seg
Rotor de ángulo fijo	6*50ml
Reloj	30seg -99min/Operación continua
Medidas empaque (D*W*H)	460*420*330mm
Peso	6 Kg.
Consumo eléctrico	70W
Alimentación eléctrica	110V AC, 60 Hz.