

# LUZEREN®

## Engargoladora para sellos con aluminio y plástico



### Descripción:

Engargoladora para sellos de 20mm de aluminio y plástico para laboratorio, fabricada con materiales de alta calidad anticorrosión para uso en cuarto limpio. Confortables mangos de vinil antiderrapante. Construcción robusta con aleación de aceros para larga durabilidad. Mordazas con acabado pulido en varios pasos en micro superficie que permite una operación mas suave y como resultado un sellado consistentemente apretado y uniforme.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1004093
Medida de sello	20mm
Peso	400g
Medidas totales (W*D*H)	240*130*60mm