

LUZEREN®

Incubadora para uso general 49L



Descripción:

Incubadora digital, controlada por microprocesador (PID) para mayor precisión y estabilidad, convección natural, puerta interior de cristal templado y empaque doble siliconado, Pantalla digital LED, reloj electrónico, alarma, Interruptor térmico de seguridad. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Adecuada para institutos de investigación científica, departamentos de biología, agricultura, la enseñanza, minería, medicina y demás laboratorios multidisciplinarios. Aplicaciones diversas como almacenamiento de bacterias, cultivo de microorganismos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004100
Capacidad	49L (1.73cuft)
Rango de temperatura	35 A 70°C
Fluctuación	± 0.5°C
Uniformidad de temperatura	99(%)
Reloj	0 - 9999 Min
Parrillas	2 Piezas
Peso total c/empaque	45kg
Medidas interiores (W*D*H)	400*350*450mm
Medidas exteriores (W*D*H)	540*490*670mm
Consumo eléctrico	450W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz