

LUZEREN®

Incubadora para uso general 124L



Descripción:

Incubadora digital, controlada por microprocesador (PID) para mayor precisión y estabilidad, convección natural, puerta interior de cristal templado y empaque doble siliconado, Pantalla digital LED, reloj electrónico, alarma, Interruptor térmico de seguridad. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Adecuada para institutos de investigación científica, departamentos de biología, agricultura, la enseñanza, minería, medicina y demás laboratorios multidisciplinarios. Aplicaciones diversas como almacenamiento de bacterias, cultivo de microorganismos, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1004101
Capacidad	124L (4.37cuft)
Rango de temperatura	35 A 70°C
Fluctuación	± 0.5°C
Uniformidad de temperatura	99(%)
Reloj	0 - 9999 Min
Parrillas	2 Piezas
Peso total c/empaque	60kg
Medidas interiores (W*D*H)	500*450*550mm
Medidas exteriores (W*D*H)	626*590*755mm
Consumo eléctrico	600W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz