

# LUZEREN®

## Incubadora para uso general 50L



### Descripción:

Incubadora digital, controlada por microprocesador para mayor precisión y estabilidad en la temperatura, convección mecánica. Puerta de cristal templado, Pantalla digital, reloj electrónico, alarma. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión. Adecuada para institutos de investigación científica, departamentos de biología, agricultura, la enseñanza y demás laboratorios multidisciplinarios. Aplicaciones diversas como almacenamiento de bacterias, cultivo de microorganismos, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO1004107</b>
Capacidad	50L / 1.76cuft
Rango de temperatura	35 A 60°C
Resolución/Fluctuación	0.1°C/ ± 0.5°C
Uniformidad de temperatura	1.5°C
Reloj	1-9999 Min
Parrillas	2 Piezas
Medidas interiores (W*D*H)	415*360*355mm
Medidas exteriores (W*D*H)	690*500*500mm
Consumo eléctrico	125W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz