

# LUZEREN®

## Homogenizador análogo



### Descripción:

Homogenizador análogo para mezclar, dispersar o emulsificar soluciones. Opera en líquidos de 10 -5,000ml en viscosidad hasta 10,000mPas. Suspensión de 10-50um, emulsión de 1-10um. Incluye generador de 20\*215mm (Estator FINO S20F y rotor ER20), soporte y pinza. Es de peso ligero y maniobrable por su diseño ergonómico. Eje y propela desmontable e intercambiable sin el uso de herramientas, fabricado en acero inoxidable 316L/PTFE

### Especificaciones:

Catalogo	PRO1005024
Rango de velocidad	10,000–30,000 RPM 1min
Motor universal	500W
Rango de pH	2 - 13
Ruido	72 dB(A) a 29,000 RPM
Peso	8Kg
Medidas totales empaque (L*W*H)	790*350*90mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz