

LUZEREN®

Aparato de filtración magnético



Descripción:

Aparato de filtración magnético autoclaveable, consta de base con imán de doble capa para garantizar hermeticidad entre el embudo y la base del soporte. Fabricado con material de Polietersulfona (PES) para gran resistencia química y durabilidad. Tapón de silicon. Diseño que permite manipularlo de forma segura con una sola mano. Conexión directa a la fuente de vacío. Versatilidad para utilizarse con diferentes tipos de matraces y botellas. Gran aplicación en filtración de prueba de solidos suspendidos en agua, pruebas de microbiología, la industria alimenticia, farmacéutica, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1005429
Embudo (Capacidad)	300ml
Área de filtracion efectiva	13.1cm ²
Diámetro efectivo	41mm
Portamembrana	47mm
Conexiones (mangueras)	Diámetro 4 – 8mm
Incrementos (graduación)	50ml
Peso	400 g
Dimensiones (Dia * H)	900*104mm
Medidas totales (W*D*H)	210*100*120mm