

LUZEREN®

Humidificador Ultrasónico para Cámara Climática



Descripción:

Humidificador ultrasónico para uso en cámara climática. Gran diseño que permite una fácil limpieza y bajo nivel de ruido. Control gradual de potencia e interruptor On/Off integrados en una sola perilla. Fabricado con materiales de alta calidad. Gran capacidad de almacenamiento. Es compacto y de fácil manejo. Cuenta con asa para sujeción y acarreo. Gran utilidad en variedad de laboratorios multidisciplinares.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1005444
Capacidad de proceso	300ml/h
Volumen de reservorio	5 Litros
Consumo eléctrico	30W
Ruido	<35dB(A)
Peso	3Kg
Medidas totales (W*D*H)	290*150*280mm
Alimentación eléctrica	220V, 50Hz