

LUZEREN®

Mantilla con agitacion 1000ml



Descripción:

Mantilla de calentamiento y agitacion semiesférica para matraz, control análogo para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1005474
Capacidad	1000ml
Rango de temperatura	37 A 450°C
Agitacion	0-1400 RPM
Peso	4Kg
Medidas (Dia*H)	260*200mm
Consumo eléctrico	350W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz