


LUZEREN®

Baño maría de acrílico 9L



Descripción:

Baño maría de acrílico, control digital con pantalla LED, reloj, alarma visual y audible contra sobre temperatura y para bajo nivel de agua. Rack para 48 tubos de 15mm de diámetro. Gran aplicación en destilación, concentración, calentamiento de reactivos, etc. Útil para la enseñanza, centros de investigación científica, laboratorios multidisciplinarios, minería, industria farmacéutica, etc.

Especificaciones:

catalogo	PRO1005480
Capacidad (litros)	9L
Rango de temperatura	35 a 100°C $\leq \pm 1^\circ\text{C}$
Peso	3.5Kg
Altura de la repisa	100mm (Distancia desde la base)
Sensor	PT100
Error de medición	<0.3%
Reloj	0 A 9999 min/hrs
Medidas interiores (W*D*H)	280*220*150mm
Medidas totales (W*D*H)	400*260*190mm
Consumo eléctrico	800W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60 Hz