

LUZEREN®

Parrilla con Agitación y control Digital



Descripción:

Parrilla de calentamiento y agitación, control digital con pantalla LED y sensor. Placa de acero inoxidable con revestimiento cerámico de excelente conductividad térmica, control graduable de velocidad y temperatura. Silenciosa y robusta. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos, industriales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO1007751
Volúmen Máximo	2,000 ml
Medidas de placa	175*175 mm
Temperatura	DE AMB. A 300°C +/-0.1°C
Velocidad de agitación	200 – 2000 RPM
Barra de agitación (L*Dia)	55*10mm
Peso	2.5 Kg
Medidas (L*W*H)	180*305*140mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

Incluye base soporte, sensor de temperatura y barra de agitación.