

LUZEREN®

Equipo para pruebas de floculación de 6 estaciones



Descripción:

Equipo para pruebas de floculación de 6 estaciones con velocidad variable, controles de velocidad análogos e independientes. Estructura sólida, motor DC libre de carbones. Propela de S.S. resistente a la corrosión. Cuenta con un sistema estabilizador para el control de velocidad. Es de fácil operación y maneja alta potencia, tiene bajo nivel de ruido. Es un equipo básico para floculación de fluidos. Gran aplicación en diversos laboratorios multidisciplinarios, la industria, la investigación científica y la enseñanza.

Especificaciones:

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Catalogo | PRO1007766 |
| Estaciones | 6 |
| Rango de velocidad | 0-2500RPM (Regulado a pasos) |
| Reloj | 0-120 minutos |
| Modalidad de operación | Continua |
| Peso | 34Kg |
| Consumo eléctrico | 6*100W |
| Medidas del empaque (L*W*H) | 1070*360*800mm |
| Alimentación Eléctrica | 110V, 60Hz |