

# LUZEREN®

## Mantilla semiesférica 5000ml



### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2001012</b>
Capacidad	5000ml
Rango de temperatura	37 A 450°C
Peso	7Kg
Dimensiones (DIA*H)	330*270mm
Consumo eléctrico	800W
Alimentación eléctrica	220V, 50Hz

### Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control análogo de temperatura para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.