

LUZEREN®

Mantilla semiesférica 5000ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO2001012
Capacidad	5000ml
Rango de temperatura	37 A 450°C
Peso	7Kg
Dimensiones (DIA*H)	330*270mm
Consumo eléctrico	800W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz

Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control análogo de temperatura para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.