

LUZEREN®

Mantilla digital semiesférica 100ml



Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control digital LED con microprocesador para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Incluye base soporte y sensor de temperatura. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001013
Capacidad	100ml
Rango de temperatura	37 A 450°C
Peso	2.5Kg
Dimensiones (Dia*H)	220*165mm
Consumo eléctrico	100W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz