

LUZEREN®

Mantilla digital semiesférica 1000ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO2001016
Capacidad	1000ml
Rango de temperatura	37 A 300°C
Peso	6Kg
Medidas totales	390*270*160mm
Consumo eléctrico	300W
Alimentación eléctrica	120V, 50/60Hz

Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control digital con microprocesador para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.