

LUZEREN®

Mantilla digital semiesférica 5000ml



Especificaciones:

Catalogo	PRO2001018
Capacidad	5000ml
Rango de temperatura	37 A 450°C
Peso	8.5Kg
Dimensiones (Dia*H)	350*250mm
Consumo eléctrico	800W
Alimentación eléctrica	220V, 50/60Hz

Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control digital LED con microprocesador para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Incluye barra soporte y sensor para temperatura. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.