

LUZEREN®

Mantilla digital semiesférica 5000ml



Especificaciones:

| | |
|------------------------|-------------------|
| Catalogo | PRO2001018 |
| Capacidad | 5000ml |
| Rango de temperatura | 37 A 450°C |
| Peso | 8.5Kg |
| Dimensiones (Dia*H) | 350*250mm |
| Consumo eléctrico | 800W |
| Alimentación eléctrica | 120V, 50/60Hz |

Descripción:

Mantilla de calentamiento semiesférica para matraz, control digital LED con microprocesador para trabajo continuo, base de acero esmaltado y resistencia de alambre Ni-Cr. Con aislante térmico de fibra de vidrio. Incluye barra soporte y sensor para temperatura. Gran aplicación en la industria de la medicina, petroquímica, protección al medio ambiente, la enseñanza, etc.