

LUZEREN®

Centrifuga clínica para 24 tubos



Especificaciones:

Catalogo	PRO2001019
Velocidad máxima	4000 RPM
Reloj	0-99 Min
Fuerza centrífuga máxima	2220 Xg
Nivel máximo de ruido	≤55dB(A)
Peso	15 Kg
Medidas (H*W*D)	390*490*460mm
Consumo eléctrico	90W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60Hz

Descripción:

Centrifuga clínica de control digital con microprocesador, motor de inducción magnética libre de carbones y rotor angular de plástico para 24 Tubos de 10 ml. (13x 100mm). Motor de gran torque y accionamiento directo. Centrifugado casi instantáneo y continuo. Modificación de parámetros en tiempo real. Compacta y silenciosa de uso común en hospitales, laboratorios de investigación bioquímica, científica, análisis cualitativos de suero, plasma y productos farmacéuticos.