

Simzo®

Termómetro digital tipo pistola temperatura corporal



Descripción:

Termómetro portátil IR para medir la temperatura del cuerpo humano, diseño ergonómico tipo pistola. Pantalla de LCD retroiluminada en 3 colores. Sonido indicador de medición, selector para °C/°F. Cuenta con indicador de batería y apagado automático. Opera con 2 baterías "AAA" de 1.5V

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001028
Rango Temp. Cuerpo humano	34 A 43°C (92-109.4°F) <34°C/93.2°F "LO" >43.0°C/109.4°F "HI"
Exactitud en condiciones de laboratorio (Temp. de la frente)	+/-0.2°C/0.4°F durante 34-42°C +/-0.3°C/0.5°F durante 42.1-43°C
Resolución	0.1°C / 0.1°F
Pantalla LCD retroiluminada	Colores: Verde, naranja y rojo
Apagado automático	30 segundos
Dist. al tamaño del punto	D:S = 12:1
Condiciones de operación	15 A 40°C (59 a 104°F) < 95% HR sin condensación
Tiempo de respuesta	<1s
Consumo de energía	≤10uW (apagado) ≤30mW (encendido)
Peso	75g
Dimensiones (L*H*D)	136*76.5*38mm
Alimentación eléctrica	Baterías "AAA" 1.5V*2

