

LUZEREN®

El Agitador Magnético de bajo perfil LUZEREN es una solución económica que ofrece un desempeño eficaz y confiable. El acoplamiento magnético de gran alcance con la barra magnética de agitación de alta calidad aseguran una alineación constante y exacta, que reduce la pérdida de control de agitación durante la aceleración o desaceleración. El mini agitador está hecho de una mezcla de ABS y PC para ofrecer resistencia química y facilidad de limpieza.

Su diseño compacto permite una fácil transportación ahorrando espacio en el área de trabajo. Silencioso con baja vibración, permitiendo al usuario a permanecer enfocado. Ideal para aplicaciones rutinarias en áreas de investigación, ciencias de la vida, industriales, análisis de calidad, etc.

Especificaciones:

- Rango de velocidad 200-2200 RPM (Ajustable)
- Capacidad máxima: 3L. (H2O).
- Nivel de ruido: 53dB sin carga a máxima velocidad
- Alimentación eléctrica: Convertidor 12V DC de entrada.
- Barra de agitación: Se incluyen 2 de 35*9mm c/u.
- Peso: 0.447 Kg (0.985 Lbs)



Proveedor de Laboratorios, S.A. de C.V.
Equipos y Reactivos para Investigación
Av. Siglo 21, # 50 Interior 116-A
Col. Santa Cruz de las Flores
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco 45640
Tel. 3338488484
email: prolab@pro-lab.com.mx
www.prolab@pro-lab.com.mx