

LUZEREN®

Baño de ultrasonido 15L



Descripción:

Baño de ultrasonido con control PID, pantalla de LED y reloj. Chasis, tanque y tapa de acero inoxidable (SUS304), canastilla metálica con doble asa, llave lateral para desagüe, gran aplicación para joyería, óptica, relojería, laboratorios multidisciplinarios (limpieza de material quirúrgico) y varias aplicaciones de la industria electrónica y automotriz.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001052
Capacidad	15L (4 Gal)
Reloj	1-30 min.
Temperatura	0-80 °C
Frecuencia	40kHz
Peso	7.5kg
Medidas del tanque (L*W*H)	330*300*150mm
Medidas totales (L*W*H)	360*325*285mm
Potencia de calentamiento	400W
Potencia de Ultrasonido	360W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye: Baño, tapa, canasta, guantes, cable de alimentación e instructivo.