

# LUZEREN®

## Baño maría digital 3.5L



### Descripción:

Baño maría con control digital y visualizador LED, tina de acero inoxidable tipo 304. Exterior en lamina esmaltada de alta resistencia química. Cuenta con hueco para anillos concéntricos. Aplicación en calentamiento de reactivos, fusión de sustratos, incubación de cultivos celulares, destilación, secado, concentración, etc. Perfecto para laboratorio, centro de investigación, la enseñanza, etc.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001058
Capacidad (litros)	3.5L
Rango de temperatura	AMB +5 a 99.9°C
Precisión de temperatura	≤0.5°C
Peso	3kg
Medidas interiores (D*W*H)	160*160*140mm
Medidas Exteriores (D*W*H)	195*190*210mm
Consumo eléctrico	300W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz

Incluye tapa de acero inoxidable con 4 anillos reductores/concéntricos.