



Micropipeta de 12 canales de 0.5-10ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001083
Modelo	7030304004
Rango de Volúmen	0.5 A 10ul
Incrementos de	0.1ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	10ul, +/- 1.5%, 0.15µl 5ul, +/- 2.5%, 0.125µl 1ul, +/- 4%, 0.04µl
Volumen de prueba / Error de precisión	10ul, +/- 1.5%, 0.15µl 5ul, +/- 2.5%, 0.125µl 1ul, +/- 4%, 0.04µl
Peso total c/empaque	250g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	295*135*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de 12 canales, volumen variable, diseño ergonómico, operación con pistones individuales basado en el principio de desplazamiento de aire. Cabezal rotatorio que evita el esfuerzo durante la operación rutinaria. Probada según norma ISO8655/DIN12650, calibración y mantenimiento simple sin el uso de herramientas, fabricada con materiales de gran durabilidad y resistencia química. Compatible con la gran mayoría de puntas universales.