



## Micropipeta Autoclaveable 2-20ul

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001086
Modelo	7030511005
Rango de Volúmen	2 A 20ul
Incrementos de	0.02ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	20ul, 1.0%, 0.20µl 10ul, 1.20%, 0.12µl 2ul, 5.0%, 0.10µl
Volumen de prueba / Error de precisión	20ul, 0.30%, 0.06µl 10ul, 0.60%, 0.06µl 2ul, 1.50%, 0.03µl
Peso total c/empaque	100g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	275*85*40mm



### Descripción:

Micropipeta mecánica de volumen variable, es ligera y cuenta con un diseño ergonómico que resulta muy conveniente para la operación rutinaria. Operación con pistón basado en el principio de desplazamiento de aire. Contador numérico de fácil lectura. Probada según norma ISO8655/DIN12650, incluye herramienta para su calibración y mantenimiento, fabricada con materiales de gran durabilidad y resistencia química. Es totalmente autoclaveable. Compatible con la gran mayoría de puntas universales.