



Micropipeta Autoclaveable 20-200ul

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001087
Modelo	7030511009
Rango de Volúmen	20 A 200ul
Incrementos de	0.2ul
Volumen de prueba / Error de exactitud	200ul, 0.60%, 1.20µl 100ul, 1.00%, 1.00µl 20ul, 2.50%, 0.50µl
Volumen de prueba / Error de precisión	200ul, 0.20%, 0.40µl 100ul, 0.30%, 0.30µl 20ul, 0.70%, 0.14µl
Peso total c/empaque	100g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	275*85*40mm



Descripción:

Micropipeta mecánica de volumen variable, es ligera y cuenta con un diseño ergonómico que resulta muy conveniente para la operación rutinaria. Operación con pistón basado en el principio de desplazamiento de aire. Contador numérico de fácil lectura. Probada según norma ISO8655/DIN12650, incluye herramienta para su calibración y mantenimiento, fabricada con materiales de gran durabilidad y resistencia química. Es totalmente autoclaveable. Compatible con la gran mayoría de puntas universales.