

LUZEREN®

Microscopio Binocular Plan Acromático Infinito



Descripción:

Microscopio binocular biológico de alta calidad, robusto y ergonómico, Cabezal tipo Siedentopf, 45° de inclinación, rotación 360°, revolver cuádruple con 4 objetivos Plan Acromático infinito 4X, 10X, 40XS y 100XS, oculares WF10X/20mm, con ajuste interpupilar de 50-75mm, condensador ajustable ABBE N.A 1.25 de diafragma óptico y filtro. Platina mecánica de doble capa con recubrimiento de grafito y movimiento entre ejes X-Y, enfoque micro y macrométrico. Iluminación Kohler de LED 3W con brillo ajustable. Útil en estudios de rutina o investigación. Adecuado para aplicaciones biológicas, microbiológicas y para la enseñanza.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001096
Oculares de campo amplio	WF 10X/20mm
Distancia interpupilar	50 - 75mm
Objetivos Plan Acromáticos con corrección al infinito	4X, 10X, 40X (S), 100X (S) ACEITE.
Platina (medidas/rango)	Medidas: 216*150mm/75*55mm
Enfoque (Escala de valor)	Fino 0.001mm Carrera enfoque grueso 37.7mm/circulo Carrera enfoque fino 0.1mm/circulo Rango de enfoque 24mm
Peso	8Kg
Medidas totales (W*D*H)	200*350*450mm
Alimentación eléctrica	Entrada: 110V 50/60Hz

Incluye funda de plástico, aceite de inmersión, 4 estuches de plástico para objetivos, filtro azul e instructivo.