

# LUZEREN®

## Autoclave Portátil Automática 24L



### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001107
Presion de operacion	0.14 – 0.16Mpa
Temperatura Maxima	126°C
Presión de seguridad	0.165Mpa
Dimensiones Equipo (O.D.*H)	320*720mm
Medidas (Tina) (O.D*H)	285*350mm
Medidas Empaque (W*D*H)	420*420*750mm
Peso	15 Kg
Alimentación eléctrica	110V 50/60 Hz

### Descripción:

Autoclave portátil de 24.4 litros construida en acero inoxidable. Puerta con tornillo central de ajuste. Esterilización rápida y efectiva por presión de vapor, Válvula de seguridad, válvula de alivio. Manómetro de doble lectura (Mpa y Temperatura). Control digital con teclado de membrana e indicador doble de LED. Adecuada para la esterilización de equipo medico, ropa de quirófano, lentes, soluciones, etc. De uso común en hospitales, centros de salud, clínicas, institutos de investigación científica, minería, industria, etc.