

LUZEREN®

Phmetro portátil tipo pluma 0-14



Descripción:

Phmetro portátil tipo pluma, pantalla de LCD. Calibración automática. Se incluyen 3 soluciones Buffer (PH4.00, PH6.86 y PH9.18), baterías y estuche rígido.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001118
Rango	pH: 0.00 -14.00
Resolución	pH: 0.01
Precisión	pH4.00: ±0.01 pH6.86: ±0.1 pH9.18: ±0.01
Temperatura de operación y ATC	0-60°C
Peso	50g
Medidas totales (L*W*H)	155*31*18mm
Alimentación eléctrica	Baterías 2*1.5V (LR44)