

LUZEREN®

Molino de cuchillas para laboratorio



Descripción:

Molino de cuchillas para granos secos y cereales. Fácil de operar, compacto, ligero y altamente eficiente. Gran diseño y fácil de operar. Cuerpo y tapa de acero inoxidable. Motor de alta velocidad y tapa con cierre de seguridad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001138
Modelo	HC-700
Potencia del motor	2400W
Velocidad del motor	28,000 RPM
Capacidad de muestra	700g.
Temporizador	0 – 5min
Peso	4 Kg
Medidas totales (L*W*H)	210*200*420mm
Alimentación Eléctrica	110V, 50/60Hz

Incluye: brocha, 2 carbones, 2 juegos de cuchillas, llave Hexagonal y tamiz.

