

LUZEREN®

Gato mecánico para laboratorio SS



Descripción:

Gato mecánico para laboratorio fabricado con base y plataforma cuadrada de acero inoxidable. Con sistema manual para elevación ajustable tipo tijera por medio de perilla y tornillo. Patas de goma para mayor agarre y estabilidad.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001143
Plataforma	250 * 250mm
Altura máxima	330mm
Peso (empaquete incluido)	4Kg
Medidas totales (L*D*H)	320*270*100mm