

LUZEREN®

Mesa antivibratoria con placa de mármol p/2 Balanzas



Descripción:

Mesa o estación anti vibratoria para 2 balanzas u otros instrumentos de precisión donde se requiera gran estabilidad. Tiene placa de mármol blanco, puertas frontales. Es segura y robusta consiguiendo amortiguar o absorber las oscilaciones tanto horizontales y verticales. Indispensable para lograr mediciones y resultados mas precisos en laboratorios multidisciplinarios o salas de metrología. Fabricada con estructura y lamina de acero, acabado con aplicación de pintura electrostática, cubierta de acero inoxidable tipo 304, con 4 amortiguadores para la placa.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001145
Peso	105 Kg
Medidas de placa (W*D*H)	800*450*50mm
Medidas totales (W*D*H)	1100*600*1010mm