

LUZEREN®

Balanza Digital LCD 3100g*0.01g



Descripción:

Balanza digital portátil, pantalla de LCD retroiluminada, carcasa de plástico ABS, platillo redondo de acero inoxidable, se estabiliza en 3 segundos. Cuenta con funciones de calibración, tara, conteo y conversión de unidad de medida. Tiene nivel redondo de burbuja y cuenta con patas niveladoras tipo tornillo. Es un equipo adecuado para laboratorios de enseñanza, de investigación científica y el ramo industrial.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001150
Capacidad	3100g
Resolución	0.01g
Linealidad	±0.03g
Repetibilidad	±0.03g
Medida del plato	Ø 125 mm
Unidades de pesaje	ct, oz, lb, ozt, Tol, dwt, MM, gn, kg, %, g
Funciones	Conteo, Cal, conversiones U.M., Tara
Peso con empaque	2Kg
Medidas empaque (L*W*H)	290*240*130mm
Alimentación eléctrica	Incluye Adaptador AC/DC 100- 240V 50/60 Hz, 12V, 1A, Y/O Batería de 9V. (No Incluida)

Incluye 2 pesas cromadas de 500g c/u.