

LUZEREN®

Molino de cuchillas para laboratorio



Especificaciones:

Catalogo	PRO2001152
Potencia del motor	750W
Velocidad del motor	25,000 RPM
Capacidad de muestra	150g.
Contenedor de muestras	40*110mm
Grado de trituración (Malla)	60-350
Peso	2.6 Kg
Dimensiones (Dia Aprox.*H)	150*330mm
Alimentación Eléctrica	120V , 50/60Hz



Descripción:

Molino de cuchillas para laboratorio, aplica para producto seco. Diseño compacto de fácil operación y limpieza. Tapa metálica de seguridad y armazón de acero endurecido en acabado brillante. Motor de alta velocidad y rodamientos de alta calidad. Bajo nivel de vibración y ruido.

