



Baño seco digital



Descripción:

Baño seco digital, control con microprocesador, pantalla de LED, reloj, control de calentamiento estable y preciso. Alarma sonora, paro automático, tiene bloque de aluminio para 24 tubos de 12mm.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001155
Rango de temperatura	Ambiente +5°C A 100°C
Exactitud en pantalla	0.1°C
Precisión	≤± 0.3°C
Tiempo de calentamiento	(20°C a 100°C) 20min
Reloj	1min – 99hr59min
Peso	2.5kg
Medidas totales (L*W*H)	300*220*170mm
Consumo eléctrico	150W
Alimentación eléctrica	110V, 50/60 Hz