

# LUZEREN®

## Agitador Magnético Análogo 2000RPM



### Descripción:

Agitador magnético con control análogo y placa cuadrada de aluminio. Control variable de agitación. Volumen máximo 2 litros. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

### Especificaciones:

<b>Catalogo</b>	<b>PRO2001161</b>
Medidas de placa	120*120 mm
Volumen máximo	2000ml
Rango de velocidad	100-2000RPM
Peso	2Kg
Medidas (W*L*H)	200*120*90mm
Consumo eléctrico	180W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye varilla, pinza y magneto.