

LUZEREN®

Parrilla de Calentamiento Análoga



Descripción:

Parrilla de calentamiento de control análogo con placa cuadrada de aluminio. Adecuada para la enseñanza, aplicaciones medicas, laboratorios clínicos e industriales, etc.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001162
Medidas de placa	170*170 mm
Rango de temperatura ambiente	+5 a 380°C
Peso	2.5Kg
Medidas (W*L*H)	265*185*190mm
Consumo eléctrico	500W
Alimentación eléctrica	120V 50/60 Hz

Incluye varilla y pinza.