

LUZEREN®

Equipo digital para pruebas de Jarras



Descripción:

Equipo para pruebas de floculación de 4 estaciones con velocidad variable, controles digitales independientes. Estructura sólida, motor DC libre de carbones. Propela de S.S. resistente a la corrosión. Cuenta con un sistema estabilizador para el control de velocidad. Es de fácil operación y maneja alta potencia, tiene bajo nivel de ruido. Es un equipo básico para floculación de fluidos. Gran aplicación en diversos laboratorios multidisciplinarios, la industria, la investigación científica y la enseñanza.

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001177
Estaciones	6
Rango de velocidad	0-2500RPM
Reloj	0-120 minutos
Modalidad de operación	Continua
Peso Total (C/Empaque)	37Kg
Consumo eléctrico	4*100W
Medidas del empaque (L*W*H)	780*340*720mm
Alimentación Eléctrica	110V, 60Hz