

LUZEREN®

Incubadora Digital de 80L



Descripción:

Incubadora digital, control con microprocesador para manejar los parámetros de temperatura y tiempo con gran precisión. Convección mecánica. Pantalla de LED, reloj, alarma, interruptor térmico de seguridad, convección. Puerta con ventana de cristal templado. Interiores en acero inoxidable 304 con extremos redondeados para facilitar la limpieza. Exteriores de acero con pintura electrostática que lo hace resistente a la corrosión.

Especificaciones:

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Catalogo | PRO2001187 |
| Capacidad | 80L (2.93cuft) |
| Rango de Temperatura | 35 A 65°C |
| Resolución/Fluctuación | ±0.5°C |
| Estabilidad | ±1.5°C |
| Reloj | 1-9999 Minutos |
| Parrillas | 2 Piezas |
| Peso | 45 Kg |
| Medidas Interiores (W*D*H) | 400*400*500mm |
| Medidas Exteriores (W*D*H) | 520*550*790mm |
| Consumo Eléctrico | 300W |
| Alimentación Eléctrica | 110V, 50/60Hz |