

# LUZEREN®

## Fuente de poder para electroforesis



### Descripción:

Fuente de poder universal para electroforesis con pantalla LCD retroiluminada, con mecanismo de seguridad para variaciones de voltaje. Cuatro salidas en paralelo para usar 4 cámaras al mismo tiempo. Función de memoria automática.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001188
Tipo de Salida (voltaje)	Corriente continua
Rango de salida de voltaje	5-300V, 1-400mA, 1-120W
Incremento	1V, 1mA, 1W
Reloj	1min – 9hr, 59min
Peso	2.5Kg
Medidas totales(W*D*H)	240*285*110mm
Alimentación eléctrica	115V/60 Hz