



Dispensador Análogo de 10-100ml

Descripción:

Dispensador análogo con diseño ergonómico y válvula de seguridad, hecho con materiales de gran durabilidad y alta resistencia química. Tubo de descarga con rotación de 360°. Garantiza una exactitud impecable y un funcionamiento sencillo.



Se desarma fácilmente para su limpieza




Mecanismo de pistón que permite su limpieza sin perder la calibración



Incluye juego de 4 adaptadores para frascos



Tubo de llenado para frascos de 170 a 300mm



Montaje seguro y sencillo

Especificaciones:

Catalogo	PRO1001416
Rango de Volúmen	10 A 100ml
Incrementos de	2.0ml
Inexactitud	+/- 0.5%, +/- 0.5ml
Imprecisión	+/- 0.2%, +/-0.2ml
Peso total c/empaque	1kg.
Medidas totales empaque (L*D*H)	260*330*80mm