



Micropipeta de 12 canales de 0.5-10ul

Descripción:

Micropipeta de 12 canales autoclaveable de volumen variable, diseño ergonómico con peso distribuido y pistón magnético que evita el cansancio en el trabajo de rutina. Sistema de seguridad en el volumen para evitar imprecisiones en el pipeteo. Con código de colores en el botón. Calibración según norma ISO 8655-6, calibración simple sin el uso de herramientas, fabricada con materiales de gran durabilidad y alta resistencia química.



Pistón con asistencia magnética para resultados precisos



Punta con resorte para menor esfuerzo y un pipeteo preciso



Expulsión sin esfuerzo y mecanismo único absorción de impactos.



Visualización grande y claro de 4 dígitos



Compatible con puntas universales

Especificaciones:

| | |
|---------------------------------|---|
| Catalogo | PRO2001426 |
| Modelo | AFM12-010 |
| Serie | Fab |
| Rango de Volúmen | 0.5 A 10ul |
| Incrementos de | 0.02.0ul |
| Volumen de prueba / Inexactitud | 1ul, +/- 8%, 5ul, +/- 4% 10ul, +/- 2% |
| Volumen de prueba / Imprecisión | 1ul, +/- 5%, 5ul, +/- 2% 10ul, +/- 1% |
| Peso total c/empaque | 500g. |
| Medidas totales empaque (L*D*H) | 310*160*55mm |