



Micropipeta de 12 canales de 10-100ul

Descripción:


Micropipeta de 12 canales autoclaveable de volumen variable, diseño ergonómico con peso distribuido y pistón magnético que evita el cansancio en el trabajo de rutina. Sistema de seguridad en el volumen para evitar imprecisiones en el pipeteo. Con código de colores en el botón. Calibración según norma ISO 8655-6, calibración simple sin el uso de herramientas, fabricada con materiales de gran durabilidad y alta resistencia química.



Pistón con asistencia magnética para resultados precisos



Punta con resorte para menor esfuerzo y un pipeteo preciso



Expulsión sin esfuerzo y mecanismo único absorción de impactos.



Visualización grande y claro de 4 dígitos



Compatible con puntas universales

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001428
Modelo	AFM12-100
Serie	Fab
Rango de Volúmen	10 A 100ul
Incrementos de	0.1.0ul
Volumen de prueba / Inexactitud	10ul, +/- 3%, 50ul, +/- 1% 100ul, +/- 0.8%
Volumen de prueba / Imprecisión	10ul, +/- 2%, 50ul, +/- 0.8% 100ul, +/- 0.3%
Peso total c/empaque	500g.
Medidas totales empaque (L*D*H)	310*160*55mm