

Dispensador Análogo 1- 10ml



Descripción:

Dispensador análogo fabricado con materiales con excelente resistencia química, los componentes están hechos de PTFE, FEP, ETFE y FEP/PCTFE, es autoclavable a 121°C. Su diseño permite una fácil limpieza. Se suministra con juego de 3 adaptadores de diferentes roscas, medida: 32-28, 45-32 Y 45-40mm. (No incluye frasco)

Especificaciones:

Catalogo	PRO2001440
Rango de volumen	1-10ml
Incremento	0.2ml
Inexactitud (E%) volumen	Min +/-1.5% Medio +/- 1.2% Max +/- 0.6%
Imprecisión (CV%) volumen	Min < 0.5% Medio < 0.35% Max < 0.1%
Peso	500g
Medidas empaque (W*D*H)	250*150*70mm