

# LUZEREN®

## Balanza Digital Educativa 1000g\*0.01g



### Descripción:

Balanza de pesaje electrónico educativa, precisión y repetibilidad, calibración externa, pantalla de LCD retroiluminada, cabina transparente que aminora las perturbaciones ambientales y un orificio para micropipeta en la parte superior, carcasa de plástico ABS, platillo redondo de acero inoxidable, ajustes de tornillo en sus patas y nivel de burbuja. Es un equipo adecuado para laboratorios de enseñanza.

### Especificaciones:

Catalogo	PRO2001461
Capacidad	1000g
Sensibilidad	±0.01g
Repetibilidad	±0.01g
Medida del plato	Ø 115 mm
Unidades de pesaje	g, ct, oz, lb, ozt, dwt, gn, kg
Funciones	Apagado/Encendido, Modalidades, Cal, Impresión, Pcs, Unidades, Tara
Peso	3Kg
Dimensiones con cabina (L*W*H)	180*255*150mm
Medidas empaque (L*W*H)	310*330*130mm
Alimentación eléctrica	Adaptador AC/DC 100-240V 50/60 Hz, 6V, 0.5A

Incluye pesa de 1kg y adaptador de voltaje